

Gebrauchsanweisung CUBE VISCO (HMV-Nr. 11.39.01.2020)

Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen (SB x ST x H)	Gewicht	zulässiges Patientengewicht	GTIN
K35385	38 x 38 x 8 cm	0,60 kg	20–140 kg	4056538002906
K35386	38 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20–140 kg	4056538002913
K35387	40 x 40 x 8 cm	0,60 kg	20–140 kg	4056538002937
K35388	40 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20–140 kg	4056538002920
K35389	42 x 42 x 8 cm	0,65 kg	20–140 kg	4056538002944
K35390	42 x 45 x 8 cm	0,70 kg	20–140 kg	4056538002951
K35327	45 x 42 x 8 cm	0,70 kg	20–140 kg	4056538002883
K35391	45 x 45 x 8 cm	0,75 kg	20–140 kg	4056538002968
K35392	48 x 43 x 8 cm	0,80 kg	20–140 kg	4056538002975
K35393	48 x 45 x 8 cm	0,80 kg	20–140 kg	4056538002982
K35394	51 x 43 x 8 cm	0,90 kg	40–175 kg	4056538002999
K35396	51 x 45 x 8 cm	0,90 kg	40–175 kg	4056538003002
K35398	51 x 51 x 8 cm	1,00 kg	40–175 kg	4056538003019
K35399	55 x 43 x 8 cm	1,10 kg	60–225 kg	4056538003026
K35400	55 x 45 x 8 cm	1,10 kg	60–225 kg	4056538003033

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.39.01.2020		
Material • Raumgewicht • Stauchhärte	Kissen Freilagerungskontur	elastischer Polyetherschaumstoff • 50 kg/m ³ • 6,5 kPa	viscoelastischer Schaumstoff • 52 kg/m ³ • 2,5 kPa
Material Inkontinenzbezug	42 % Polyester, 58 % Polyurethan mit rutschfester Unterseite		
Brandschutznorm	schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II		
Pflege	Kern		
	Inkontinenzbezug		

• Ansicht



• Hinweis

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

