




Gebrauchsanweisung TERRALAST XL Pflegebettmatratze


• **Maße**

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M36609	200 x 90 x 14 cm	Trikotbezug	8,4 kg	4056538003736
M36620	200 x 90 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	8,8 kg	4056538003811
M36610	200 x 100 x 14 cm	Trikotbezug	9,3 kg	4056538003743
M36621	200 x 100 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	9,7 kg	4056538003828
M36611	200 x 120 x 14 cm	Trikotbezug	11,2 kg	4056538003750
M36622	200 x 120 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	11,8 kg	4056538003835
M36612	200 x 140 x 14 cm	Trikotbezug	13,1 kg	4056538003767
M36623	200 x 140 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	13,8 kg	4056538003842
M36613	220 x 90 x 14 cm	Trikotbezug	9,2 kg	4056538003774
M36624	220 x 90 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	9,6 kg	4056538003859
M36614	220 x 100 x 14 cm	Trikotbezug	10,2 kg	4056538003781
M36625	220 x 100 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	10,6 kg	4056538003866
M36615	220 x 120 x 14 cm	Trikotbezug	12,3 kg	4056538003798
M36626	220 x 120 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	12,9 kg	4056538003880
M36616	220 x 140 x 14 cm	Trikotbezug	14,4 kg	4056538999138
M36627	220 x 140 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	15,1 kg	4056538003873

• **Technische Daten**

Patientengewicht	90–200 kg
Raumgewicht • Stauchhärte	35 kg/m ³ • 5,5 kPa
Material Trikotbezug • Brandschutznorm	Polyester • schwer entflammbar nach DIN EN 597
Material Inkontinenzbezug • Brandschutznorm	Polyesterstrickgewebe mit Polyurethanbeschichtung • schwer entflammbar nach DIN EN 597
Pflege	Kern 
	Trikotbezug 
	Inkontinenzbezug 
Garantie	3 Jahre bei Bildung von Liegemulden

• **Ansicht**



• **Hinweis**

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

